



## edge blu

pHMetro con electrodo inalámbrico vía Bluetooth® Electrodos HALO™



## edge®blu

- Tecnología Bluetooth® Smart
- Resolución seleccionable desde 0.01 a 0.001 pH
- Rango -2.000 a 16.000 pH
- Precisión ±0.002 pH en milésimal;
  ±0.01 en centesimal
- Compensación automática de Ta

- Información CAL Check™:
  - · Estado del electrodo
  - · Tiempo de respuesta
  - · Solución adecuada
  - · Limpieza del electrodo
- Información del GLP
  - Fecha registro/hora/offset/pendiente y soluciones utilizadas durante la calibración
- 5 puntos de calibración
  - Seleccionables entre 7 patrones pre establecidos y 2 de usuario
- Aviso de fuera de calibración
- Modo básico
- · Para medidas de rutina con avisos e información en pantalla simplificados



2 puertos USB

El edge®blu incluye 1 puerto standard de USB para exportar a pen drive y también incluye un mini puerto USB tanto para conectar directamente al ordenador y exportar el archivo o para cargar la batería del edge®blu si no está conectado a red.



· Teclado táctil

El edge®blu cuenta con un teclado táctil que le da un aire moderno. Como el teclado forma parte de la pantalla, los botones nunca se van a bloquear por residuos de las muestras. Los botones de subir y bajar se mueven rápidamente si se mantienen pulsados (ideal para visualizar un alto número de registros).



Registro de datos

El edge®blu permite guardar hasta 1000 registros de datos. El registro incluye las lecturas y fecha y hora de la última calibración.



• Mantener el HALO de forma independiente al edge®blu.

El edge®blu viene equipado con un soporte de sobremesa y un brazo portaelectrodos ajustable en altura que permite cargar y mantener el edge®blu de forma segura y con un excelente ángulo de visión.



• GLP

Cuando el HALO está conectado al edge®blu, la información se transfiere automáticamente.



• Montaje en pared

utilizando un soporte para montaje en pared (incluido), la mesa de laboratorio queda libre de espacio. Este accesorio incluye un conector de carga de batería. Pensado para liberar de espacio tu mesa de laboratorio.



CAL Check™

El edge®blu incluye el exclusivo sistema CAL Check™ de aviso si la membrana del electrodo está limpia o si las soluciones se han contaminado durante la calibración.