



1| Los agitadores vortex juegan un papel fundamental en cualquier laboratorio y están presentes en todos ellos. El agitador vortex multitubo Nahita blue ofrece una excepcional agitación para una amplia variedad de tubos y matraces, con gran capacidad de muestras.

2| Las muestras son sometidas a una efectiva agitación de vórtice al mantener fija la parte superior mientras que la inferior gira de forma constante en una órbita de 4 mm de diámetro proporcionando una óptima mezcla de la solución. La función de pulsos en sentido contrario a las agujas de reloj con intervalos específicos de tiempo incrementa la agitación.

3| Los múltiples accesorios que incorpora este equipo hacen posible agitar gran número de muestras de diferentes formatos, ahorrando esfuerzo de trabajo y tiempo del operador. Gran plataforma de espuma para acoger los distintos accesorios e intercambiarlos fácilmente. Tiene un accesorio para 7 tubos de 50 mL en horizontal específico para análisis QuEChERS.

Características principales


- 1| Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
- 2| Tiempo y velocidad ajustable controlado mediante microprocesador
- 3| Amplia pantalla LCD
- 4| Selección de giro en sentido horario, antihorario o en modo pulsos
- 5| Protección frente a sobrecarga
- 6| Memoriza la última programación
- 7| Amplia plataforma de 295 x 200 mm

Especificaciones




Referencia	LGB004
Velocidad	300 – 2500 rpm
Tiempo	1 – 999 minutos; continuo
Tipo movimiento	Orbital ø 4 mm Sentido horario; Sentido antihorario
Modo pulsos	Selección intervalos entre 30 – 99 segundos
Capacidad	1.5/2 mL x 72 tubos 7 mL x 60 tubos 15 mL x 45 tubos 50 mL x 18 tubos 250 mL x 6 matraces 50 mL (horizontal) x 7 tubos
Peso	18 Kg
Dimensiones (W x D x H)	400 x 249 x 440 mm
Alimentación	100/240 V; 50/60 Hz
Voltaje de entrada	24V
Consumo	45W

Accesorios incorporados




72 tubos de 1,5/2 mL



60 tubos de 7 mL



45 tubos de 15 mL



18 tubos de 50 mL



6 matraces de 250 mL



7 tubos de 50 mL en horizontal específico para QuEChERS